

UPP-110HG

Soporte de impresión de alto brillo en blanco y negro tamaño A6 (tipo V) para uso en las impresoras UP-X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860.



Descripción general

Soporte de impresión de alto brillo en blanco y negro tamaño A6 (tipo V) para uso en las impresoras UP-X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860.

Este producto está disponible en varias unidades 5 x 1 (la caja principal contiene 100 rollos).

Usado principalmente en las aplicaciones de ultrasonido.

Especificaciones técnicas

Especificaciones genéricas	
● Dimensiones del rollo	110 mm (An.) x 18 m
● Unidad de pedido	5 rollos
● Cantidad de impresión	Aproximadamente 200 impresiones

Productos compatibles

Impresoras para sanidad



UP-897MD

Impresora térmica analógica en blanco y negro A6



UP-D897

Impresora gráfica digital A6



UP-D898DC

Impresora térmica digital en blanco y negro A6 con entrada de alimentación CC



UP-D898MD

Impresora térmica digital en blanco y negro A6



UP-X898MD

Impresora térmica digital y analógica en blanco y negro A6