

## UPP-110S

Papel de impresión A6 (tipo I) de alta calidad en blanco y negro para las impresoras UP-X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860



### Descripción general

Material de impresión A6 de alta calidad en blanco y negro (tipo I) para utilizar con las impresoras UP-X898MD / D898MD / 897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860.

Este producto está disponible en múltiplos de 10 (la caja contiene 100 rollos).

Apto principalmente para aplicaciones de ultrasonido, odontología y microscopía.

## Especificaciones técnicas

Especificaciones generales	
● Dimensión de los rodillos	110 mm (An.) x 20 m
● Ordenar unidad	100 rollos
● Cantidad de impresiones	217 impresiones (con UP-895CE)

## Productos compatibles

### Impresoras para aplicaciones médicas



#### UP-897MD

Impresora analógica  
térmica A6 en blanco y  
negro



#### UP-D897

Impresora gráfica digital A6



#### UP-D898DC

Impresora digital térmica  
blanco y negro A6 con  
entrada de alimentación de  
CC



#### UP-X898MD

Impresora analógica y  
digital térmica A6 en  
blanco y negro