

UPC-55

Papel de impresión para UP-D55 / UP-55MD



Descripción general

El soporte de impresión en color UPC-55 se ha diseñado para su uso con UP-55MD y UP-D55. Cada paquete de soportes se incluye 2 paquetes individuales de 100 hojas cada uno y 2 cintas. El precio es por paquete. Hay 5 paquetes por caja. El pedido mínimo es de 5 paquetes o una caja.

Características

- **Impresión de alta velocidad:**

En aprox. 20 segundos, la impresora puede imprimir una imagen de 169 mm x 129 mm (6 3/4 x 5 1/8 pulg.) en el papel de 178 mm x 152 mm (7 1/8 x 6 pulg.) gracias a la alta sensibilidad de la UPC-55.

- **Paquete para 200 impresiones**

200 hojas de papel de impresión (100 hojas x 2 paquetes), 2 rollos de cinta entintada. En un paquete se incluye la misma cantidad de paquetes de papel de impresión y de cintas entintadas. Los clientes sólo tendrán que cambiar una cinta entintada al mismo tiempo que reponen un nuevo paquete de papel de impresión. El proceso de cambio se vuelve cómodo y sencillo.

Especificaciones técnicas

Especificaciones genéricas	
● Tamaño del papel:	178 mm x 152 mm: (7 1/8 x 6 pulg.)
Dimensiones:	
● (Caja unidad):	173 mm x 105 mm x 207 mm (L x An. x Al.): (6 7/8x4 1/4x8 1/4 pulg.)
● (Caja principal):	557 mm x 190 mm x 245 mm (L x An. x Al.): (22x7 1/2x9 3/4 pulg.)
Peso:	
● (Caja unidad):	Aprox. 1,5 kg (3 lb, 3 oz)
● (Caja principal):	Aprox. 8,4kg (18 lb, 5 oz)